

חברת סיטרין סולושנס בע"מ

מייצרת במיוחד עבורך

שולחן שיש יציב במיוחד

ייעודי למכשירים הדורשים יציבות רבה כגון:

✓ מאזניים מיקרו / אנליטיים / חצי אנליטיים

✓ למיקרוסקופ

✓ למצלמות Hi-Resolution Hi-Definition

מפרט טכני:

✓ שולחן שיש עם

✓ פלטת שיש חברון עובי 8 ס"מ יחידה אחת!

✓ עם רגלי פילוס

✓ רפידות מיוחדות לשיכון זעזועים

✓ מידות: ניתן לייצר במידות שונות על פי צרכי הלקוח ודרישות הנישה במעבדה

ניתן להוסיף למפרט הבסיסי:

✓ מדף ולשנות מיקום תמיכה היקפית

✓ מעקה היקפי לשמירה על מכשור עדין במיוחד

לקוחות חברת סיטרין סולושנס בע"מ

אשר רכשו מאזניים למעבדה

רכשו גם שולחנות שיש מתאימים

בגדלים שונים.

מעוניינים בפרטים נוספים?

אשמח לענות באופן אישי,

אילן אליאסי

Ilan Eliassi

CITRINE Solutions Ltd.

Co CEO, Head of Laboratory

Equipment & Consulting

050-5585626

ilan@CitrineSolutions.co.il

