



כפפות ניטריל CSSN300

תיאור

כפפות Supersafe CSSN300 הן כפפות ניטריל המשמשות לבדיקות רפואיות ברמת איכות, נוחות ובטיחות מהגבוהות ביותר בתעשייה.

איכות הייצור הגבוהה מקנה לכפפות יתרונות רבים בתחומי התעשייה השונים:

***כפפות CSSN300 לשימוש רפואי** – מונעות ביעילות העברת זיהומים, בעלות יעילות ורגישות גבוהה ומאפשרות עדינות מרבית בביצוע בדיקות רפואיות.

כפפות בדיקה מניטריל מיועדות לשימושם של צוותי חירום רפואי, אחיות ורופאים, עובדי מעבדה, מטפלים בבתי אבות, מרפאות מומחים, רופאי שיניים, סניטרים ולכלל המעטפת הרפואית והפרא רפואית.

***כפפות CSSN300 לטיפול במזון** – מונעות העברת מזהמים ומגנות מפני מעבר חומרי הדברה ובקטריות. כפפות ניטריל לטיפול במזון משמשות רשתות מזון, מפעלי מזון, מסעדות וקייטרינג.

***כפפות CSSN300 סופר איכותיות לשימוש בתחום הניקיון** – מגינות על העובדים מפני מגע עם חומרים מזהמים / כימיקלים או רעלים.

כפפות ניטריל משמשות למפעלי תעשייה, המשלבים עבודה עם חומרים רגישים, לחדרים נקיים ומעבדות.

כפפות ניטריל לניקיון משמשות חברות ניקיון גדולות, חברות אחזקה לבניינים, בתי מלון וגופים גדולים המחזיקים צוותי ניקיון.

הכפפות מגינות על עור הידיים של עובדי הניקיון מפני הכימיקלים והדטרגנטים העשויים לגרום לנזק לעור בעת חשיפה מוגברת.

הכפפות עומדות בתקנים המחמירים ביותר:

1. אישור אמ"ר
2. FDA
3. CE
4. EN455
5. Skin Sensitization
6. Skin Irritation
7. Cytotoxicity
8. EN 21420
9. EN 16523
10. EN 374 1-5
11. אישור מגע עם מזון
12. אישור כשרות וכשר לפסח בהשגחת בד"ץ חוג חתם סופר



אילן אליאסי

מנכ"ל משותף

חברת סיטריין סולושנס בע"מ

050-5585626

ilan@citrinesolutions.co.il

www.citrinesolutions.co.il



SN300 Nitrile Gloves

The SN300 nitrile gloves are produced with extra thinness for unrestricted tactile sensitivity as well as efficiency and agility. The extra thinness of these gloves allows the best comfort, feel and fit. These features along with the high quality, allow these gloves to officiate a variety of clinical procedures as palpating veins and starting IVs, and a variety of other delicate procedures.

Applications

- **Medical examination.** Wearing SN300 gloves prevent contamination between the patient and the examiner.
- **Dental treatment.** Wearing SN300 gloves prevent contamination between the patient and the dentist.
- **Food handling.** Wearing SN300 gloves prevent chemical substances from migrating from the food contact material to the food.
- **General Industrial applications.** Wearing SN300 gloves in fields such as automotive, chemical, safety, sanitation, beauty, etc. prevents workers from direct contact with chemicals and polluting or toxic substances.

Product details

- Material: 100% synthetic nitrile
- Powder content: powder-free
- Primary industry: healthcare
- Color: blue
- Sterile: no
- Not made from natural rubber latex: yes
- Design & Features: beaded cuff
- External glove surface: textured fingers
- Cuff length: standard
- Palm thickness min. (mm) 0.05
- Finger thickness min. (mm) 0.05
- Allergy prevention latex (type I)
- Tested for use with chemotherapy drugs: no
- Anti-static: not tested
- Glove length (mm) min 240

Dimensions	Standards
Length (mm)	Min 240
Palm Width (mm)	
XS	76 ± 3
S	84 ± 3
M	94 ± 3
L	105 ± 3
XL	113 ± 3
Thickness: Single Wall (mm)	
Finger	Min 0.05
Palm	Min 0.05

Property	
Tensile Strength (MPa)	
Before Aging	Min 14
After Aging	Min 14
Elongation at Break (%)	
Before Aging	Min 500
After Aging	Min 400
Median Force at Break (N)	Min 6
Before Aging	
After Aging	Min 6





Product information			
Material	Nitrile	Not Made From Natural Rubber Latex	Yes
Color	Blue	Cuff Length	Standard
Powder Content	Powder-Free	External Glove Surface	Textured Fingers
Freedom from Holes (inspection level I)	1.5 AQL	Palm Thickness (mm/mil)	Min 0.05
Finger Thickness (mm/mil)	Min 5	Allergy Prevention	Latex (Type I)
Available Sizes	XS (5.5 – 6), S (6.5 – 7), M (7.5 – 8), L (8.5 – 9), XL (9.5 – 10)	Tested For Use With Chemotherapy Drugs	Not Tested
Sterile	No	Antistatic	Not Tested
Glove Length (mm/inches)	Min 240		

Product codes according to size

Size	S (6.5 – 7)	M (7.5 – 8)	L (8.5 – 9)	XL (9.5 – 10)
Product Code	50500017/6	50500017/1	50500017/2	50500017/5

Standards and certifications

Manufactured Under ISO 9001:2015	EN 388:2016+A1:2018 Clause 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
EU Type-Examination Certificate by Notified Body SATRA 2777	
FDA Class 1	EN ISO 374-2:2019
ROHS Requirements	EN ISO 374-4:2019 Degradation % -9.5
Conforms to:	EN ISO 374-5:2016 Protection against Bacterial and Fungi
EN 420:2003+A1:2009, Clause 6.2	EN ISO 21420:2020
Certified by the Israeli Ministry of Health Amar No. 33640003	



State of Israel
Ministry of Health
משרד הבריאות

Amar No. 33640003

