

Cat #	Specifications	Quantity
GBS-150 Glass bead Sterilizer	<p>סטריליזר חשמלי לחיטוי כלי מתכת מימדים: קוטר 40 מ"מ, עומק 80 מ"מ טווח טמפרטורה: 100°C - 300°C בקרה דיגיטלית זמן התייבוב טמפ' התחלתי: 25 דקות משקל כדורי הזכוכית: 150 גרם מידות 130*145*155 מ"מ גובה</p>	1

Beads

STERILIZERS



Bacti-Cinerator and Beads Sterilizer

Glass Bead Sterilizer is incorporated with an imported thermostat, which heats the highest temperature with 300°C in 25m in, these units having a stainless steel body, are compact enough to be placed on any Laminar Air Flow Work benches or any other worksite tables in a clean room atmosphere.

A quick, easy and accurate alternative to traditional methods of sterilization.

Once switched "ON", the units are ready to use within 25min and ensure total sterilization by destruction of all micro-organisms within 10sec.

Accessories: 301-07071-02 - 300g Glass beads (Ø3mm)

Model	STER-817D
Crucible size	Ø40mm x 140mm Depth
Temperature Range	100°C~300°C
Heating Time (40°C~300°C)	≤25min
Weight of Glass Bead	150g
Material of Lid	Stainless steel
Dimension (DxWxH)	130x145x155mm
Temperature Control Range	100°C~300°C
Temperature Control Accuracy	≤5°C

Model	
Crucible size	Ø40mm x 140mm Depth
Temperature Range	100°C~300°C
Heating Time (40°C~300°C)	≤25min
Weight of Glass Bead	150g
Material of Lid	Stainless steel
Dimension (DxWxH)	130x145x155mm
Temperature Control Range	100°C~300°C
Temperature Control Accuracy	≤5°C

CITRINE Solutions

Software & Equipment Solutions for organizations & laboratories