

הצעת מחיר לפריט חדש

מצ"ב מפרט טכני לפריט הבא:

Cat #	Specifications	Quantity
GW0160S	<p>Laboratory Glassware Washer washing up to 85 °C - antibacterial thermal disinfection Programs: 7 default microprocessor electronic control Active thermodynamic drying Alkaline powder detergent dispenser Peristaltic pump for acid liquid neutralizer Washing chamber and internal door in AISI 304 stainless steel External panels made of AISI 304 stainless steel 2 independent washing levels through telescopic guides External dimensions LxDxH: 600 x 600 x 850 mm Internal working dimensions LxDxH: 525 x 490 x 570 mm Incorporated water softener with salt sensor Cold water and demineralized water connections Electronic door lock system for user safety Electrical connection: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max single phase version available: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 2,8 kW max Glassware Washer donwt include trolleys (sold separatly) Manufacturer: SMEG, Italy</p>	1

מגירות ומעמדים:

Cat #	Specifications	Quantity
LM40S	מגרה עליונה עם 40 מתזים לכלים עם פיה צרה גובה מקסימלי של כלים 22.5 ס"מ	1
CS2	מגירה תחתונה לכלים שונים	1
SB15	מעמד ל-16 ארנמיירים או בקבוקים למדיח מעבדתי. מותאם לחצי מגירה עליונה או תחתונה.	2
SB28	מעמד ל-28 ארנמיירים או בקבוקים למדיח מעבדתי. מותאם לחצי מגירה עליונה או תחתונה.	2
חומר ניקוי	<p>חומרי ניקוי: MERZ 66036 - נוזל לניקוי כלי זכוכית: Mucapur-MF 12.7KG - Alkaline Liquid Cleaning Agent 66038 - מנטרל (חומצה) למעבדות כלי זכוכית MERZ Mucapur Liquid Acid Cleaning and Neutralisatio-N 14.8</p>	1

LM40S



CS2



SB28



SB15



דגשים:

גוף חימום מובנה.

הערה:

באחריותכם להכין: להכין שקע חשמל תלת פאזי (400 VOLT), נקודת ניקוז ושני ברזי מים (קרים ומזוקקים DW לשטיפה אחרונה). המחיר כולל הובלה, חיבור לתשתית קיימת קרובה (עד 1 מטר) והדרכה בסיסית.

תנאים:

משך אחריות: שנה

ברכישת חומרי ניקוי מקוריים של SMEG דרכנו תקופת האחריות תהיה שנתיים במקום שנה!

אילן אליאסי

Citrine Solutions

050-5585626

ilan@CitrineSolutions.co.il

תמונות של המדיח:

