

פריט חדש

מצ"ב מפרט טכני לפריטים הבאים:

Cat #	Volume	Specifications	Quantity
CSHTL-4051	0.2–2 μ L	Discovery Comfort pipette (adjustable) Single Channel Pipettor Supplied w.o. tips.	1
CSHTL-4052	0.5–10 μ L		1
CSHTL-4053	2–20 μ L		1
CSHTL-4057	5–50 μ L		1
CSHTL-4054	10–100 μ L		1
CSHTL-4055	20–200 μ L		1
CSHTL-4056	100–1,000 μ L		1

כל פיפטור מגיע עם תעודת כיוול מטעם היצרן!
 הערה: המחיר ליחידה!
 המחיר אינו כולל סטנד



אילן אליאסי

Citrine Solutions

050-5585626

ilan@CitrineSolutions.co.il

מפרט טכני:

DISCOVERY Comfort pipette series
ordering information



* Coloured shaft pipettes upon request only

Model	Cat. no.	Colour code	Volume (µl)	A(%)	P(%)	Fit to tips (µl)
DV2 D2	4041 4051	Red	0,2 1,0 Max 2,0	± 12,0 ± 2,7 ± 1,5	± 6,0 ± 1,3 ± 0,7	10
DV10 D10	4042 4052	Red	Min 0,5 5,0 Max 10,0	± 4,0 ± 1,0 ± 0,5	± 2,8 ± 0,6 ± 0,4	
DV20 D20	4043 4053	Yellow	Min 2 10 Max 20	± 3,0 ± 1,0 ± 0,8	± 1,5 ± 0,5 ± 0,3	
DV50 D50	4047 4057	Yellow	Min 5 25 Max 50	± 2,5 ± 1,0 ± 0,8	± 2,0 ± 0,6 ± 0,4	200
DV100 D100	4044 4054	Yellow	Min 10 50 Max 100	± 1,6 ± 0,8 ± 0,8	± 0,80 ± 0,24 ± 0,20	
DV200 D200	4045 4055	Yellow	Min 20 100 Max 200	± 1,2 ± 0,8 ± 0,6	± 0,60 ± 0,25 ± 0,20	
DV250 D250	4040 4050	Green	Min 50 125 Max 250	± 1,0 ± 0,8 ± 0,6	± 0,4 ± 0,3 ± 0,3	300
DV1000 D1000	4046 4056	Blue	Min 100 500 Max 1000	± 1,6 ± 0,7 ± 0,6	± 0,40 ± 0,20 ± 0,15	
DV5000 D5000	4048 4058	White	Min 1000 2500 Max 5000	± 0,6 ± 0,6 ± 0,5	± 0,25 ± 0,20 ± 0,15	5000
DV10000 D10000	4049 4059	White	Min 1000 5000 Max 10000	± 2,5 ± 0,8 ± 0,5	± 0,6 ± 0,3 ± 0,2	

